

# PRODUKTDATABLAD

## Kliniderm Superabsorberende bandage m/væskeafvisende bagside, steril/usteril

Kliniderm Superabsorberende bandager er beregnet til anvendelse på moderat til kraftigt væskende sår. Produktet indeholder superabsorbanter (polymer) som absorberer mange gange sin egen vægt og "låser" væsken i bandagen.

Kliniderm Superabsorberende bandager kan i mindre mængder absorbere blod, hvilket minimerer risikoen for maceration af den omkringliggende hud.

Bandagerne har en semipermeabel, væskeafvisende grøn bagside og produktet indeholder ingen klæbe- eller bindemidler.

Bandagerne kan anvendes under kompression

Findes i sterile og usterile varianter.

De sterile varianter er EO steriliserede.

Latexfri.



<b>Indholdsstoffer:</b>	Polymer, cellulose, polypropylen
<b>PVC/phtalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE IIb
<b>Steril vare:</b>	Ja/nej
<b>Holdbarhed:</b>	3år (steril), 5år (usteril)
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug

# PRODUKTDATABLAD

Kliniderm Superabsorberende bandage  
m/væskeafvisende bagside, steril/usteril

## Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Str		Lev.nr
4272260	Kliniderm Superabsorberende	bandage med væskeafvisende bagside, steril	7,5x7,5cm	æske a 50 stk.-krt a 8 æsker	3016447
4272261	Kliniderm Superabsorberende	bandage med væskeafvisende bagside, steril	10x10cm	æske a 50 stk.-krt a 8 æsker	3016448
4272262	Kliniderm Superabsorberende	bandage med væskeafvisende bagside, steril	10x20cm	æske a 50 stk.-krt a 8 æsker	3016449
4272263	Kliniderm Superabsorberende	bandage med væskeafvisende bagside, steril	20x20cm	æske a 15 stk.-krt. a 8 æsker	3016450
4272264	Kliniderm Superabsorberende	bandage med væskeafvisende bagside, steril	20x30cm	æske a 10 stk.-krt. a 8 æsker	3016451
4272267	Kliniderm Superabsorberende	bandage med væskeafvisende bagside, usteril	10x10cm	æske a 100 stk.-krt. a 6 æsker	3016456
4272268	Kliniderm Superabsorberende	bandage med væskeafvisende bagside, usteril	10x20cm	æske a 50 stk.-krt. a 6 æsker	3016457
4272269	Kliniderm Superabsorberende	bandage med væskeafvisende bagside, usteril	20x20cm	æske a 50 stk.-krt. a 3 æsker	3016458
4272270	Kliniderm Superabsorberende	bandage med væskeafvisende bagside, steril	15x20cm	æske a 10 stk.-krt. a 4 æsker	3016454