


# PRODUKTDATABLAD

## HAPLA filtplade med klæb

Hapla filtplade med hudvenlig klæber anvendes til aflastning for tryk, fx ved gips eller kompressionsbandage.

Kan tilklippes.



**Indholdsstoffer/materiale:** 100% uld

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** Nej

**Holdbarhed uåbnet:** 5år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Nej

**Opbevaring:** Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

## HAPLA filtplade med klæb

### Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Lev.varenr
4470251	HAPLA	filtplade m/ klæb, 100% uld	45 cm x 22,5 cm x 0,5 cm	æske a 4 stk	220942
4470252	HAPLA	filtplade m/ klæb, 100% uld	45 cm x 22 cm x 1 cm	æske a 4 stk	1000003827