

# PRODUKTDATABLAD

## Præget plasthandske, PE

Transparent og præget plasthandske i LDPE, der yder god beskyttelse af hænderne.

Leveres i papæske.

**Tykkelse:** 0,018 mm

### Størrelse

Dame (Small): 28 x 23 cm ( $\pm$  1 cm)

Herre (Medium): 30 x 25,5 cm ( $\pm$  1 cm)



|  |  |
|--|--|
| <b>Indholdsstoffer/materiale:</b>      | LDPE   |
| <b>PVC/ftalater:</b>                   | Nej/Nej  |
| <b>Latex:</b>                          | Nej  |
| <b>CE klassifikation:</b>              | -  |
| <b>Steril vare:</b>                    | Nej  |
| <b>Særlig mærkning:</b>                | -  |
| <b>Opbevaring:</b>                     | Tørt ved mellem -5 og +40 °C. Opbevares væk fra direkte sollys |
| <b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b> | 3 år   |
| <b>Bortskaffelse vare:</b>             | Forbrænding  |
| <b>Bortskaffelse emballage:</b>        | Forbrænding/Genanvendelse                                      |
| <b>Bemærkninger:</b>                   | -  |

# PRODUKTDATABLAD

## Præget plasthandske, PE

### Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn                 | Varebeskrivelse | Str.   | Indhold                            | Ref. nr. |
|---------|----------------------|-----------------|--------|------------------------------------|----------|
| 5002000 | Plasthandske, præget | Dame, PE        | Small  | Æske a 100 stk. – Krt. a 100 æsker | 1130503  |
| 5002001 | Plasthandske, præget | Herre, PE -     | Medium | Æske a 100 stk. – Krt. a 100 æsker | 1130496  |