

PRODUKTDATABLAD

Badeovertræk til arm og ben, engangs

Badeovertræk i kort og lang model til både arme og ben.

Tykkelse: 0,030 mm

Med elastik i kanten så varen bliver holdt på plads.

Til beskyttelse af bandager under bad.



Indholdsstoffer/materiale:	LDPE
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ingen
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	Ingen
Opbevaring uåbnet:	Tørt, ved stuetemperatur
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5+ år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/Deponi
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding/Deponi
Bortskaffelse af yder emballage:	Forbrænding/Deponi
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

Badeovertræk til arm og ben, engangs

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5602009	Badeovertræk	kort til arm og ben, engangs	40x70cm	Ps. a 10 stk., krt. a 40 ps.	704007
5602010	Badeovertræk	lang til ben, engangs	40x100cm	Ps. a 10 stk., krt. a 40 ps.	704010