

Produkt data **seat**

all up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter. Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.



Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende lejrings- og siddepude



Levabo's
produkter
fylder minimalt
på depotet

Produkt beskrivelse

Puden er designet til at sikre en effektiv og jævn trykfordeling ved anvendelse som kørestolspude eller underlag til almindelig stol.

Puden er statisk og anvendes til tryksårforebyggelse samt tryksår stadie 1 og 2.

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet, uden at hindre patienten i at kunne bevæge sig.

Ved selv de mindste bevægelser stimulerer all up® hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af kredsløbet.

Puderne er velegnede til effektiv forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. hofter, albuer, ryg m.m.

Disse egenskaber gør all up® til en optimal lejringspude, når patienten har behov for et komfortabelt og trykreducerende underlag.

all up® er fremstillet af en nonwoven folie, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmtransporterende, blød, behagelig og elastisk.

Egenskaber/Fordele



- Designet til forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. hofter, albuer, ryg m.m.
- Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det samme produkt kan anvendes i forskellige aflastningssituationer, så tryksårforebyggelse og behandling udføres optimalt.
- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- Enkel håndtering. all up® pustes op før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.
- God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmtransporterende materiale.
- Produkterne overflødiggør håndtering i et genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
- Leveres i ren, forsejlet flad forpakning inkl. oppustningsdevice.
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

Produktnavn	Pudestørrelse	Pakning	Varenummer	HMI nummer
all up® Seat	45 x 10 x 45 cm	12 stk	72008	84491

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
Tel.: 20 70 09 30
info@levabo.dk
www.levabo.dk