

PRODUKTDATABLAD

Ultratec doppler pocket PD1cv 8MHZ, vascular

Ultratec PD1cv er et lomme Doppler til specialister. De flade eller pencil vaskulære prober er ideelle til brug af praktiserende læger eller vaskulære specialister til vaskulære rutineundersøgelser.

Vaskulære flow signaler kan nemt lokaliseres ved brug af den meget sensitive flade eller pencil probe, mens indre signalbehandling minimerer støjelementerne. Brugeren kan høre flow signalerne via den indbyggede højttaler eller valgfrit headset med et output niveau styret med en drejeknap.

Et diagramoptager-output gives til printning af ikke-retningsbestemte bølger.

- 8MHz ultralyd
- Letvægts håndholdt enhed
- Meget sensitiv probe
- Hurtig behandling af output
- 1mV/V/KHz optageroutput
- Nem at gøre ren
- Batterisparende system
- Benytter 9V batteri
- 3 års garanti



Indholdsstoffer/materiale:	ABS
PVC/ftalater	Nej/Nej
Latex	Nej
Steril	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Opbevaring:	Opbevares ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Ultratec doppler pocket PD1cv 8MHZ, vascular

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6070103	Ultratec doppler pocket	Doppler PD1cv 8MHZ	Vascular	6070103/DOPPLER