

PRODUKTDATABLAD

Ultratec doppler pocket PD1 2MHZ, fetal

Ultratec PD1 er et meget sensitivt lomme Doppler, hvis 2MHz fosterprobe er ideel til brug af praktiserende læger eller jordemødre til rutinemæssig prænatal fosterdetektion.

Fostersignalet kan nemt lokaliseres ved brug af den smalle stråletransducer, mens indre signalbehandling minimerer støjelementerne. Brugeren kan høre fostersignalet via den indbyggede højttaler eller valgfrit headset med et outputniveau styret af den kantmonterede volumenknop.

- 2MHz ultralyd
- Letvægts håndholdt enhed
- Fastmonteret probe med tilbagetrækningskabel
- Nem at gøre ren
- Batterisparende system
- Benytter 9V batteri
- 3 års garanti



Indholdsstoffer/materiale:	ABS
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
Steril:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Opbevaring:	Opbevares ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Ultratec doppler pocket PD1 2MHZ, fetal

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6070105	Ultratec doppler pocket	Doppler PD1 2MHz	Fetal	6070105/DOPPLER