

# PRODUKTDATABLAD

## Interacoustics probetip til easytym

Interacoustics probetip er til brug med Sanibel øretips. Probetippen passer til Titan tympanometer og Maica Easytym.

Det anbefales at probetippen rengøres og desinficeres dagligt for at opretholde en høj grad af infektionskontrol. Hvis probetippen kommer i direkte kontakt med cerumen eller øreflåd skal probetippen skiftes til en ren og ubrugt probetip, før den indsættes i et andet øre.

Har en diameter på 3 mm.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Plast
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bemærkning:</b>	-

1527-0011-01 / 05.03.2018

# PRODUKTDATABLAD

Interacoustics probetip til easytym

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6162531	Interacoustics	Probetip til easytym	3 mm	8001701

1527-0011-01 / 05.03.2018