

PRODUKTDATABLAD

ndd Spirette mundstykke

Mundstykket er til engangsbrug og anvendes til at undgå krydskontaminering samt til at minimere behovet for rengøring.

Mundstykket er enkeltvis indpakket og er kompatibelt med EasyOne, Easy on-PC, EasyOne Pro samt EasyOne Pro LAB.

Dimensioner (ét mundstykke): 25 x 38 x 140 mm

Vægt (ét mundstykke): 8 g



Indholdsstoffer/materiale:	LLDPE
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
Særlig mærkning:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Opbevares i original indpakning.
Holdbarhed:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

ndd Spirette mundstykke

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6183028	ndd Spirette	Mundstykke standard, enpatients, enkeltvis indpakket	Æske a 50 stk.	2050-1
6183137	ndd Spirette	Mundstykke, standard, enpatients, enkeltvis indpakket	Æske a 200 stk.	2050-5
6183138	ndd Spirette	Mundstykke, standard, enpatients	Æske a 75 stk.	2050-6
6183155	ndd Spirette	Mundstykke standard, enpatients, enkeltvis indpakket	Krt. a 500 stk.	2050-10