

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn genopladeligt batteri til 3,5V håndtag

Genopladeligt nikkel-cadmium batteri til 3,5V håndtag.

Max kapacitet: 620 mAh

Samlet driftstid baseret på et fuldt opladt batteri er ca. ¾ time.

Mål

- Vægt: 50 g
- Bredde: 8,7 cm
- Længde: 5,1 cm
- Dybde: 4,2 cm



2 års garanti hos producenten

Indholdsstoffer/materiale: Nikkel-Cadmium

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: -

Steril: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys

Holdbarhed: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokale regler for batterier

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|-------------|--|------|---------|----------|
| 6162100 | Welch Allyn | Genopladeligt batteri til 3,5V håndtag | | | 72200 |