

# PRODUKTDATABLAD

## Combur 2 LN Urintest

Urinteststrimler anvendes til at måle leukocytter og nitrit i urin.

Interferens fra askorbinsyre (vitamin C) er elimineret takket være tilsætning af iodat.

Har lang holdbarhed og letlæselig lodret farveskala, hvilket gør Combur-Test meget brugervenlig.



Teststrimler til urinalyse. Hver test indeholder følgende pr. 1 cm<sup>2</sup> testfelt:

**Indholdsstoffer/materiale:** **Leukocytter:** indoxylester 15,5 µg; methoxymorpholinbenzendiazoniumsalt 5,5 µg. **Nitrit:** hydroxytetrahydrobenzoquinolin 33,5 µg, sulfanilamid 29,1 µg.

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** EC Direktiv 98/79/EC

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Pakningen skal opbevares ved 2-30 °C. I den originale beholder er teststrimlerne holdbare indtil den udløbsdato (slutningen af måneden), der er trykt på beholderen. Teststrimlerne må ikke bruges efter udløbsdatoen. Pakningen skal opbevares ved 2-30 °C.

**Opbevaring åbnet:** Sæt straks låget omhyggeligt på beholderen efter udtagning af en teststrimmel. Teststrimlerne må ikke bruges efter udløbsdatoen.

**Holdbarhed uåbnet:** Til påtrykte udløbsdato.

**Holdbarhed åbnet:** Til påtrykte udløbsdato.

**Bortskaffelse vare:** Produktet skal bortskaffes som laboratoriekemikalie i henhold til lokale regulativer.

**Bortskaffelse emballage:** Som almindeligt husholdningsaffald

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATBLAD

## Combur 2 LN Urintest

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6412015	Combur	2 LN urintest	Æske a 50 stk.	11896890191