

PRODUKTDATABLAD

Accu-Chek® Fastclix fingerprikker

Fingerprikker som anvender lancetter og hvor lancetten skal skiftes efter brug. Fingerprikkeren lades med en tromle indeholdende 6 stk. lancetter, så der skal kun sættes ny tromle i, hver 6. gang man skal stikke sig. Kun 1 klik for at lade og stikke. Det er meget nemt, at skifte lancet. Lancetten er engangsmateriale, og derfor anbefales det at lancetten kun bruges én gang.

- Stikdybder: Fingerprikkeren kan justeres til 11 forskellige stikdybder fra 0,7 - 2,2 mm.
- Lancettens diameter: 0,3 mm (30G)

Lancetterne er helt beskyttet i tromlen, så man ikke utilsigtet kan komme til at stikke sig. Ingen håndtering af løse lancetter – ingen utilsigtet stikkerisiko.



Indholdsstoffer/materiale:	Fingerprikker: Plastik Nål og tromle: medicinsk rustfrit stål, plastik
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/Medicinal klasse IIa
Steril vare/metode:	Ja/Strålebehandling
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Opbevaring:	Tørt og stuetemperatur
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Levetid/garanti:	2 år
Batchnummer:	Ja

PRODUKTDATABLAD

Accu-Chek® Fastclix fingerprikker

Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Justerbar stikdybde:	Ja/11 forskellige
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Lancetter som passer til fingerprikkeren:	6412599 Accu-Chek fastclix lancet 6412598 Accu-Chek fastclix lancet 6412597 Accu-Chek fastclix lancet
Særlig mærkning:	Engangsbrug af lancetten

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref.nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6412419	05864666170	Accu-Chek fastclix fingerprikker	1 stk.

* Henviser til producentens reference nr.