

PRODUKTDATABLAD

Omron Probe Cover loader

Omron Probe cover loader er designet til at bruge sammen med GentleTemp 522 pro. Den giver mulighed for hurtig, nem og hygiejnisk fastgørelse af probe covers uden nogen form for berøring.

- Kan indeholde 40 prober
- Rengøres med en klud vædet med sprit (70%)



| | |
|-----------------------------------|---|
| Indholdsstoffer/materiale: | ABS i både overtræk & holder |
| PVC/ftalater: | Nej / Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse IIa |
| Steril vare: | Nej |
| Opbevaring: | Tørt ved stuetemperatur & væk fra direkte sollys |
| Bortskaffelse af vare: | Bortskaffes efter lokalt reglement for elektronik |
| Bortskaffelse emballage: | Forbrænding |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

Omron Probe Cover loader

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Indhold | Ref. nr. |
|---------|--------------------------|---|---------|-----------|
| 7016334 | Omron Probe cover loader | Beholder med 40 overtræk til Temp 522 pro | 1 stk. | MC-EPL1-E |

Henviser til leverandør nr. MC-EP3-E