


PRODUKTDATABLAD

Blakemore, Sengstaken sonde, type 32

Sonden anvendes med henblik på at opnå hæmostase ved hjælp af lokal kompression i øsofagus og aspiration af ventrikellindhold via separat tragt.

Sonden fås i Ch-størrelse 16 og 18.



Indholdsstoffer/materiale:	Fremstillet af silikone, polypropylen, polyvinyl chlorid, polycarbonat, polyacetal, polyurethan og rustfrit stål.
PVC/ftalater:	Nej/DEHP
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Ja – steriliseret med ethylenoxid gas.
Opbevaring:	Opbevares ved stuetemperatur uden direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	Holdbar i 5 år. Se datomærkning på emballagen.
Bortskaffelse af vare:	Affaldssortering
Bortskaffelse af emballage:	Affaldssortering
Bemærkninger:	Produktet er til engangsbrug, og anvendes ikke længere end 48 timer.

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7185045	Blakemore	Sengstaken sonde, type 32	ch 16	Æske a 2 stk	800-320-0160
7185046	Blakemore	Sengstaken sonde, type 32	Ch 18	Æske a 2 stk	800-320-0180