

PRODUKTDATABLAD

Ecolab ActiChlor plus

Klorholdig tablet tilsat en detergent, der tilsammen bevirker at tabletten både har en rengørende og desinficerende effekt. Actichlor har en bredspektret effekt overfor alle bakterier (også Clostridium Difficile 027), sporer, skimmel- og gærsvampe samt indkapslede vira (HIV og Hepatitis B). Produktet kan virke korrosivt over for visse metaller, især aluminium

- Rengører og desinficerer samtidigt
- Nem at anvende
- 150 tabletter á 1,7 g
- Brugsopløsningen skal anvendes samme dag den laves



Indholdsstoffer/materiale:	Uorganiske syrer, natriumdichlorisocyanurat, anionisk tensid, korrosionsinhibitor
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	-
Steril:	Nej
Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Skal bortskaffes i henhold til lokale regulativer.
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Ecolab ActiChlor plus

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7291110	Ecolab	ActiChlor Plus, tablet á 1,7 gram	Bøtte a 150 stk - krt a 6 bøtter	3056870 / 3084790