

PRODUKTDATABLAD

Rika blisterpen

BlisterPen er et enkelt og effektivt værktøj, som kan bruges til at få piller ud af blisterpakninger uden at bruge kræfter eller tryk.

BlisterPennen ligner en tyk kuglepen. Men blækpatronen er erstattet af en tynd nål, som let skærer igennem blisterpakkens folie.

Den er meget enkel at bruge: Hold pennen i skrivegreb, klik nålen ud og skær rundt om pillen, idet du følger kanten, hvor plastikken og metalfoliet i blisterpakningen mødes. Derefter vender du simpelthen pakningen, og pillen falder ud af sig selv.



Indholdsstoffer/materiale:	Plast, rustfrit stål
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	-
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Rika blisterpen

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7795070	Rika	Blisterpen	Æske a 100 stk.	300001