


# PRODUKTDATABLAD

## Micro-Tech stone extraction ballon

MICRO-TECH 3-lumen ekstraktionsballoner til fjernelse af små sten og slam fra galdegangen.

### Ballon

- Høj kvalitets latex
- 3-trins til hhv. insufflation, guidewire og kontraststoffer - separat lumen til en 0,035 tommer guidewire og en til kontraststoffer.
- Kan udvides til tre forskellige diametre (se str. i nedenstående skema over varesortiment). Der medfølger sprøjte til hver ballondiameter.



### Spids

- Konisk og atraumatisk
- Kalibreret spids pr. diameter
- Høj røntgensynlighed samt nøjagtig og nem placering sikres vha. de 2 røntgenmarkører, der sidder på

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	-
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Ja
<b>CE klassifikation:</b>	I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Engangsbrug

# PRODUKTDATABLAD

## Micro-Tech stone extraction ballon

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8100411	Sten ext ballon shortwire	Inj. above, cath Ø7 Fr. L 200cm	12/15/18	-	RSRB-T-12/15/18-20
8100412	Sten ext ballon shortwire	Inj. above, cath Ø7 Fr. L 200cm	15/18/20	-	RSRB-T-15/18/21-20
8100413	Sten ext ballon shortwire	Inj. below, cath Ø7 Fr. L 200cm	9/12/15	-	RSRB-T-9/12/15-20-B
8100414	Sten ext ballon shortwire	Inj. below, cath Ø7 Fr. L 200cm	12/15/18	-	RSRB-T-12/15/18-20-B
8100415	Sten ext ballon shortwire	Inj. below, cath Ø7 Fr. L 200cm	15/18/20	-	RSRB-T-15/18/21-20-B