

PRODUKTDATABLAD

Sammenklappeligt dropstativ m. 5 hjul og 2 kroge

Violetta sammenklappeligt dropstativ med 5 hjul og 2 kroge til infusionsposer/flasker.

2 hjul har låsemekanisme.

Max belastning er 10 kg fordelt med 5 kg. på de 2 kroge og 5 kg. På pumpe placeret midt på stativet.

Stativet er pladsbesparende og nemt at transportere.

Højde: min. 89 cm. og max. 213 cm.

Vægt: 3,5 kg.



Indholdsstoffer/materiale: Anodiseret aluminium

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse 1

Steril: Nej

Opbevaring: NA

Holdbarhed fra produktionsdato: NA

Bortskaffelse af vare: Genanvendelse

Bemærkninger:

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8434009	Violetta	dropstativ sammenklappeligt med 5 hjul (2 låsbare)	89-213 cm		080-3500-001