



# PRODUKTDATABLAD

## KETOSTIX® teststriimler



Med KETOSTIX® teststriimler kan du måle koncentrationen af ketonstoffer i urinen.

Små mængder ketoner i kroppen er normalt ikke skadelige. Har du moderate eller store mængder ketoner i kroppen, skal du være opmærksom, da ketoacidose kan udvikle sig, hvilket kan føre til diabetisk koma.

Vare nr.	Varebeskrivelse	Indhold
746809	KETOSTIX® teststriimler	50 stk.

**CE klassifikation:**

Ja/IVDD self-test, 2797

**Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:**

Ja

**Kodes/kalibreres:**

Nej

**Anvendelse:**

Dyppes i urinen og aflæses efter 15 sek.

**Holdbarhed efter åbning:**

Seks måneder

**Opbevaringstemperatur:**

Opbevares mellem +15°C og +30°C

**Dansk mærkning på emballagen:**

Ja

**Dansk brugsanvisning:**

Ja

**Garanti:**

Nej

**PVC/ftalater:**

Nej

**Latex:**

Nej

**Steril vare/metode:**

Nej

**Bortskaffelse:**

Se indlægsseddel