

# Liquimat Premium gulvmåtte

## Super absorberende gulvmåtte som hygiejnisk samler og binder væsker – et trin mod renere operationsomgivelser!

Ved mange ortopædiske og urologiske operative indgreb ses store mængder væske som ofte lander på gulvet. Liquimat Premium reducerer risikoen for, at disse væsker vil volde problemer, til et minimum. Anvendelsen af Liquimat Premium er en let, billig og effektiv måde at samle og binde væsker hygiejnisk og sikkert. Op til 8,5 l vand eller 3,5 liter 0,9% opløsninger (blod, væsker) kan absorberes! Placer Liquimat Premium på operation stuens gulv for at opsamle væsker og sikre at det ikke spredes, derefter løftes måtten let og deponeres hurtig sammen med andet klinisk affald. Liquimat Premium skaber et tørt og sikkert kirurgisk miljø og er en essentiel del af det at forbedre og få fuld kontrol med væsketab og dokumentation af dette. Ved at bruge Liquimat Premium afkortes den tid der skal anvendes til at gøre operationsstuen ren og giver dermed mulighed for større flow på stuen som endelig giver en øget omkostningseffektivitet.



### TIL RENERE KIRURGISKE OMGIVELSER

- Binder væsken, uden at lække
- Absorberer fra begge sider
- Opsamler væsken umiddelbart ved kontakt med denne
- Absorberer vandbaserede væsker så som elektrolyt opløsninger, blod, urin og lign.
- Kun få millimeter tyk
- Reducerer anvendelsen af suge poser
- Let at håndtere



Formål	Absorption af vandige væsker
Absorption	8,5 l vand eller 3,5 liter 0,9% opløsninger (blod, væsker)
Mål	75 x 36 cm
Vægt	150 g
Bestanddele	Indvendig: Nonwoven af pulp og superabsorberende polymer. Udvendig: Polypropylen nonwoven
Steril	Nej
Pakning	Karton med 100 stk
Anvendelse	Engangsprodukt. Snit ikke i det ydre lag. Må ikke anvendes hvis måtten er ødelagt. Stå ikke på måtten under absorption da der er risiko for at glide.
Affald	Kasseres som andet klinisk affald

7130020 Liquimat Premium - superabsorberende gulvmåtte, 75x36 cm, 100 stk pr. æske